

Instruktioner
På svenska
för
Antagene FN test

1. Test med cheek swab, d.v.s. cellprover från munslemhinnan.

Viktigt:

- Saliv innehåller inte DNA. Insidan av kinden och gommen måste borstas för att få med fragment av vävnad (celler)
- Se till att djuret inte har ätit eller druckit på en halvtimme före provtagning.
- Provet måste bestyrkas av en veterinär.

Det genetiska testet kommer endast att utföras om provcertifikatet är komplett ifyllt och om betalningen är mottagen.

Material: Provcertifikat * Antagene * (ladda ner på www.antagene.com), en steril cytobrush, en tub fylld med etanol (90° om möjligt)

1.1. Fyll i provcertifikatet med följande information:

- Tub-nummer
- Djurets id-nummer (tatuering eller chipnr)
- Genetisk test som önskas
- Ägarens adress
- Veterinärens adress och underskrift.

1.2 Provtagningen

- Borsta insidan av kinden eller gommen: Roter borsten stadigt i 20 sekunder.
- Klipp eller bryt av skaftet på borsten och placera borsten i tuben.
- Stäng tuben och kontrollera att den inte läcker.
- Placera tuben i en liten plastpåse (eller skydda den för transporten.)

1.3 Posta provet

Lägg i kuvertet adresserat till Antagene:

- Plastpåsen som innehåller tuben med provet.
- Provcertifikatet ifyllt och signerat.
- Betalningen (internationellt kreditkort, bankcheck, eller banktransfer)

Skicka med normalt porto för Frankrike. (Vanlig post)

2. Test med blodprov

- Provet måste bestyrkas av en veterinär.

Det genetiska testet kommer endast att utföras om provcertifikatet är komplett ifyllt och om betalningen är mottagen.

Material: Provcertifikat * Antagene * (ladda ner på www.antagene.com), 2 ml provrör med EDTA (antikoaguleringsmedel) för blodet. Rör finns hos veterinären. Blodprovet skall förpackas i vadderat kuvert och gärna slås in i bubbelplast el. dyl. för att undvika skador.

2.1. Fyll i provcertifikatet med följande information:

- Provnummer
- Djurets id nummer (tatuering eller chipnr)
- Genetisk test som önskas
- Ägarens adress
- Veterinärens adress och underskrift.

2.2 Provtagningen

- Veterinären tar blodprovet som vanligt.
- Förpacka blodprovet så att det är väl skyddat.

2.3 Posta provet

Lägg i kuvertet adresserat till Antagene:

- Provröret väl förpackat och skyddat.
- Provcertifikatet ifyllt och signerat.
- Betalningen (internationellt kreditkort, bankcheck, eller banktransfer)

Skicka med normalt porto för Frankrike. (Vanlig post). Adress:

Antagene
Immeuble Le Meltem
2 Allé des Séquoias
69760 LIMONEST
FRANCE

Det tar 15 dagar innan svaret kommer. Du får ingen bekräftelse via mail utan provsvaret kommer med posten hem till dig.